שימוש באלקטרומגנטים להכוונת חלקיקים בתוך הגוף - HUJI Project

עיצוב תוכנה

ו. תכונות

- כפתור לחישוב הזרם בכל אלקטרומגנט
 - כפתור להעלאת תמונה
 - כפתור להדפסת התמונת CT
 - כפתור לסימון מיקום הגידול ודפנותיו
- אופציה להגדרת קבוע זמן au או להשאיר כברירת מחדל
- או להשאיר כברירת מחדל B_0 או להשאיר כברירת מחדל •
- File, About, Help, Setings, Save, Open, Close תפריט: כפתורי

וו. <u>תהליך</u>

- 1. עלה תמונה
- 2. סמן את הגידול, את הדפנות שלו ואת הדפנות של הגוף
- במרכז B_0 במרכז, אורם כדי להשיג ערך , $B=\frac{\mu_0 I}{2R}$ במרכז.

ווו. <u>מודל</u>

Upload image	COMPUTE
Redefine points	
Display image	I = 5.6A
magnetic field default	
time constant	default